

Binnenkort wordt de DefibCab AED-kast bij u geïnstalleerd.



Maar wat gaat er precies gebeuren?

Zo zorgt u ervoor dat er een AED 24/7 in uw buurt beschikbaar is.

1



Locatie

Er wordt een juiste locatie gekozen. De AED moet goed te zien zijn, zodat iedereen deze kan vinden in geval van nood.

2



Bevestiging

De DefibCab wordt met schroeven aan de muur bevestigd.

5



Registreren

Zorg er voor dat de DefibCab en AED worden geregistreerd in het platform van HartslagNu.

3



Aansluiting

DefibCab wordt aangesloten op een 230 Volt stroompunt. Deze mag nooit onderbroken worden. Een kabel wordt van binnen naar buiten aangelegd.

4



Pincode

Wanneer de DefibCab hangt wordt de door u aangegeven pincode geprogrammeerd.

